

Hemorol Comfort krem doodbytniczy 35 g hemoroidy krążenie pielęgnacja



cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|------------------|
| Czas dostawy | 1 dzień roboczy |
| Opakowanie | 35 gram |
| Postać | Krem |
| Producent | Herbapol Wrocław |
| Rejestracja | wyrób medyczny |
| Substancja czynna | złożone |
| Zastosowanie | krążenie |

Opis produktu

Czym jest i co zawiera krem Hemorol Comfort?

Hemorol Comfort to krem do codziennej pielęgnacji i ochrony odbytu u osób zmagających się z hemoroidami. Krem regeneruje podrażnienie oraz łagodzi dyskomfort związany ze swędzeniem i pieczeniem. Krem Hemorol Comfort zawiera oktenidynę oraz ektoinę.

Produkt kosmetyczny Hemorol Comfort został przebadany dermatologicznie i ginekologicznie.

Wskazania do stosowania kremu Hemorol Comfort

Codzienna pielęgnacja i ochrona okolic odbytu, szczególnie u osób odczuwających dyskomfort z powodu hemoroidów, w celu poprawy kondycji skóry okolic intymnych.

Jak działa krem Hemorol Comfort?

Wspomaga regenerację skóry w przypadku podrażnień, łagodzi swędzenie i pieczenie oraz działa nawilżająco.

Jak stosować krem Hemorol Comfort?

Niewielką ilość kremu nanieść na okolice odbytu, w szczególności na miejsca wrażliwe lub podrażnione.

Stosować 2 razy dziennie lub w razie potrzeby.

Uwagi do stosowania

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, w tym kobiet w ciąży.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Hemorol Comfort - skład

Ingredients: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffinum Liquidum, Glyceryl Stearate, Cetareth-20, Stearyl Alcohol, Oenothera Biennis



Apteka Dyżurna
11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

Oil, Ectoin, Hydroxyethylcellulose, Propylene Glycol, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Sodium Hyaluronate, Octenidine HCL, Lactic Acid, Sodium Carbonate, Phenoxyethanol.

Zawartość:

35 g

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL WROCLAW

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Pozwolenie: CPNP

Kod EAN: 5906014151606